



Artikelnummer: A008-728

Aktiv-Passiv-Trainer Beine/Arme

€ 4.990,00

~~€ 8.590,00~~

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

THERA Trainer tigo 640

Motorbetriebener Bein- und Oberkörpertrainer

voll-AUSSTATTUNG im preis inkludiert

- 1 Basis Einheit mit Bedien- und Anzeigeeinheit inkl. Touch-Funktion
- Softwarepaket Cycling Einzeltherapie für 7"-Farbbildschirm
- 2 Fußschalen mit stufenloser Radiuseinstellung inkl. Werkzeug und Werkzeughalter
- 2 Bein- und 2 Fußsicherungen
- 1 Standfuß mit Transportrollen
- 2 Kippsicherungen selbstbedienbar
- 1 Oberkörpertrainer mit langen Kurbeln
- 2 Haltegriffadapter und 2 Therapiegriffe
- 2 Armauflagen mit stabförmigem Griff
- 2 Manschetten für Therapiegriffe/Haltegriff

TECHNISCHE DATEN

- Nutzergröße: 120 bis 200 cm Körpergröße
- Nutzergewicht: max. 180 kg

- Gesamtgewicht: ca. 60 kg

Details:

Gratis

Zustellung - Spedition frei Bordsteinkante