



Alter-G Neo+ Mobility

Vorteile

- breiter Zustieg mit viel Bewegungsfreiheit beim gehen und laufen
- einfachste Handhabung / schnelles Wechseln der Programme
- Stride Smart Live Feedback: optional
- Körpergewichtsentlastung in 1 %-Schritten
- Stopp bei max Entlastung von 80%
- Monitor 21 "
- Antrieb über Gurt (Flat Belt)
- Medizinprodukt Klasse 1

Alter-G Neo+ Mobility

Beschwerdelos laufen mit dem Anti-Schwerkraft-Laufband

Optimieren Sie Ihre Methode und revolutionieren Sie die Patientenversorgung mit dem völlig neuen, benutzerfreundlichen Design und derselben patentierten DAP-Technologie für präzises und konstantes Abwiegen, welches der Meilenstein eines jeden AlterG-Systems ist.

Und das Beste daran?

Das AlterG NEO+ Mobility ist das kostengünstigste Gerät, das es bisher gab. Mit dem NEO+ Mobility können Sie Ihren Kunden Ergebnisse zu einem Preis liefern, der für Sie passend ist, und das auf einem Anti-Gravitations-Laufband, das für Ihre Kunden passend ist.

TECHNISCHE DATEN

- Maße (L/B/H): 213/97/165 cm
- Unterlegmatte (L/B): 270/120 cm
- Gesamtgewicht: ca. 249 kg
- Nutzergewicht: 39 bis 181 kg
- Geschwindigkeit
- Vorwärts bis 16 km/h
- Start: 0,3 km/h
- Rückwärts bis -4,8 km/h

- Steigung 0 % bis 15 %

- Stride Smart Live Feedback: optional

zu den AlterG Studien